

DentoEtch


Gel de mordançage



Acide phosphorique à 37%.

Pour la préparation des surfaces d'émail et de dentine avant le collage de composite.

- Sa **viscosité intermédiaire** fait qu'il ne coule pas et reste en place
- Excellente **solubilité** dans l'eau
- **Rinçage** rapide et facile
- Couleur bleue permettant une **visualisation** parfaite
- Seringue facile d'utilisation avec embout jetable, hygiénique et bien dessiné, qui facilite la mise en place même sur des surfaces d'accès difficiles, faces dentaires distales et linguales



Références

Gel de Mordançage

4 seringues de 1,2 ml + 8 embouts aiguilles DE-4.12

Embouts DentoEtch

20 embouts aiguilles DEA-20