

Tenons inox et calcinables DENTOClic

Système de double clipsage DentoClic

La tête du tenon DentoClic forme un double clipsage dans le matériau à empreinte : cela verrouille le tenon dans son logement et permet aussi un éventuel repositionnement




Tenons inox et calcinables cylindro-coniques

Le tenon calcinable est de diamètre légèrement inférieur au tenon inox afin de pallier les variations volumétriques des matériaux utilisés au laboratoire



RECHARGES



Ø (mm)	1,18	1,2	1,18	1,2	1,28	1,3	1,28	1,3	1,38	1,4	1,38	1,4	1,48	1,5	1,58	1,6	1,68	1,7
Longueur (mm)	9,5	9,5	11,4	11,4	9,5	9,5	11,4	11,4	11,5	11,5	13,4	13,4	13,5	13,5	15,5	15,5	17,5	17,5

Références

Recharges de 20 tenons cylindro-coniques inox

lg : 9,5 mm	Ø 1,2 mm	○	DIA20-095
lg : 11,4 mm	Ø 1,2 mm	○L	DIAL20-114
lg : 9,5 mm	Ø 1,3 mm	●	DIJ20-095
lg : 11,4 mm	Ø 1,3 mm	●L	DIJL20-114
lg : 11,5 mm	Ø 1,4 mm	●	DIR20-115
lg : 13,4 mm	Ø 1,4 mm	●L	DIRL20-134
lg : 13,5 mm	Ø 1,5 mm	●	DIB20-135
lg : 15,5 mm	Ø 1,6 mm	●	DIV20-155
lg : 17,5 mm	Ø 1,7 mm	●	DIN20-175

L = taille longue

Recharges de 40 tenons cylindro-coniques calcinables

lg : 9,5 mm	Ø 1,18 mm	○	DCAA40-095
lg : 11,4 mm	Ø 1,18 mm	○L	DCAAL40-114
lg : 9,5 mm	Ø 1,28 mm	●	DCAJ40-095
lg : 11,4 mm	Ø 1,28 mm	●L	DCAJL40-114
lg : 11,5 mm	Ø 1,38 mm	●	DCAR40-115
lg : 13,4 mm	Ø 1,38 mm	●L	DCARL40-134
lg : 13,5 mm	Ø 1,48 mm	●	DCAB40-135
lg : 15,5 mm	Ø 1,58 mm	●	DCAV40-155
lg : 17,5 mm	Ø 1,68 mm	●	DCAN40-175

L = taille longue

Recharges de 100 tenons cylindro-coniques calcinables

lg : 9,5 mm	Ø 1,28 mm	●	DCAJ100095
lg : 11,5 mm	Ø 1,38 mm	●	DCAR100115
lg : 13,5 mm	Ø 1,48 mm	●	DCAB100135
lg : 15,5 mm	Ø 1,58 mm	●	DCAV100155
lg : 17,5 mm	Ø 1,68 mm	●	DCAN100175

Tenons inox et calcinables coniques



Références

Recharges de 20 tenons coniques inox

lg : 9 mm	●	CIJ20-09
lg : 11 mm	●	CIO20-11
lg : 12 mm	●	CIV20-12
lg : 13 mm	●	CIR20-13
lg : 14 mm	●	CIB20-14
lg : 16 mm	●	CIV20-16

Recharges de 40 tenons coniques calcinables

lg : 9 mm	●	CCAJ40-09
lg : 11 mm	●	CCAO40-11
lg : 12 mm	●	CCAV40-12
lg : 13 mm	●	CCAR40-13
lg : 14 mm	●	CCAB40-14
lg : 16 mm	●	CCAV40-16

Recharges de 100 tenons coniques calcinables

lg : 9 mm	●	CCAJ100-09
lg : 11 mm	●	CCAO100-11
lg : 12 mm	●	CCAV100-12
lg : 13 mm	●	CCAR100-13
lg : 14 mm	●	CCAB100-14
lg : 16 mm	●	CCAV100-16

