

DONNÉES TECHNIQUES

- **Titane Grade 5** conforme aux normes ISO5832-3 et ASTM F136 (normes de biocompatibilité pour des applications d'implants chirurgicaux tels que prothèses de hanche, vis d'ostéosynthèse ou implants rachidiens)
- **Rugosité arithmétique** (Ra) : 0,7 - 1 micromètre
- **Rugosité totale** (Rt) : 7 - 10 micromètres
- **Isotropie de la surface** (surface aléatoire) : Sk voisin de 0 et Ek voisin de 3