


# PROTOCOLE



Une patiente présente un sourire disgracieux de par la présence d'une incisive latérale grise et fortement en rotation




Après la préparation périphérique, le logement radulaire est réalisé avec le coffret DentoClic



Le tenon inox sert à l'empreinte et le tenon calcinable sera fourni au prothésiste



Le tenon est essayé et laissé en place pour l'empreinte



Sur l'empreinte, notez la visibilité des limites sur la dent concernée



Un inlay-core céramisé est réalisé sur cette dent.



Vue finale après collage